

Máquina de montaje de muestras metalográficas CMSMP-2B

Introducción

Características principales: La máquina de incrustación de muestras metalográficas XQ-2B es para formas pequeñas o irregulares y muestras difíciles de manipular, utilizando plásticos termoendurecibles para incrustaciones y formas, que también es un preproceso indispensable para el esmerilado y pulido. La temperatura de calentamiento de esta embutidora mecánica está controlada por un termómetro digital.



Varias actuaciones son estables y fiables. Para una operación más segura, esta máquina está equipada con una cubierta protectora de seguridad, que es el mejor equipo para la incrustación de muestras.

Principales especificaciones técnicas:

Especificación de prensado de muestras	Φ22、φ30、φ45*15mm
Especificaciones del calentador	650W,220V,50Hz
Dimensiones	340*260*430mm
Peso	30kg

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE







