

Microscopio metalográfico de platina invertida MDS-300



Artículos	Especificaciones	
Incluye	Unidad principal	••
	Conjunto de diapositivas planas polarizadas de análisis	••
Oculares	WF10×/Φ 18;WF12.5×/Φ14	••
	WF10×/ Φ 20;WF16×/ Φ13;	00
	Ocular Hygenian 5×/Φ20	00
	WF10×/Φ18(Reticula)	•
Plan Achromatic Objectives	Plan 2.5×/0.07;Plan 4×/0.10	0
	Plan 10×/0.25; Plan 20×/0.35[S];	•
	Plan 40×/0.65(S); Plan 100×/1.25(S)(Oil)	
Cabeza Trinocular	Inclinación 45°,Distribución de la luz:20:80	•
Plataforma mecánica	Intervalo de desplazamiento 50×40mm;	•
	Tamaño:180×165mm	•
Placa	1 (Φ10) ; 2 (Φ20)	•
	З (Ф40)	0
Illuminación	6V/30WLámpara Halógena	•
	Lámpara de repuesto2pc;	•
	Fusibles de repuesto:2pc	•
Filtros	Azul, verde, gris,blanco	•
Accesorios	1×C-montura (Disponible para cámara digital)	0
	0.6×C-montura (Disponible para visión)	0
	Disponible para cámara digital)	0
	Micrometros (Division 0.01mm)	0

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536 Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678 Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

